

KIT DE LABORATORIO - Accesorios de limpieza

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

KIT LABORATORIO DE LIMPIEZA - ACCESORIOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA

Kit de limpieza de tamices para prolongar la vida útil de su tamiz. Fácil de usar, prolonga la vida útil del tamiz. Caja plástica de Filtra Vibración incluida. Líquido detergente neutro especial para limpieza de tamices. Cepillo paletina de 50 mm para limpieza de tamices. Cepillo paletina de 30 mm para limpieza de tamices. Cepillo técnico de aptitud alimentaria redondo (125mm). Paño para el secado del tamiz. Guantes de vinilo. (Libre de látex)

Fácil de usar, prolonga la vida útil del tamiz.

Caja plástica de Filtra Vibración incluida.

Líquido detergente neutro especial para limpieza de tamices.

Cepillo paletina de 50 mm para limpieza de tamices.

Cepillo paletina de 30 mm para limpieza de tamices.

Cepillo técnico de aptitud alimentaria redondo (125mm).

Paño para el secado del tamiz.

Guantes de vinilo. (Libre de látex)

KIT-LAB

Ficha técnica

NEPTUNO

Uso del Kit laboratorio de limpieza:

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)