



G5131-i Analizador isotopico y de concentracion de gases

Código: PICARRO-G5131-I

Marca: Picarro

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Mide $\delta 15\text{ N}$, $\delta 15\text{ N}\alpha$, $\delta 15\text{ N}\beta$ y $\delta 18\text{ O}$ para N_2O

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)