



Picarro Automuestreador y vaporizador de alta precision

Código: PICARRO-HIGHPRECISION-AUTOSAMPLER-A

Marca: Picarro

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Análisis automatizado de composición isotópica de oxígeno-18 de alta precisión ($\delta^{18}\text{O}$) y composición isotópica de deuterio (δD) de muestras de agua líquida

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)