




Occhio Ipac 2 con robot dispensador automático

Código: OCCHIO-IPAC-2-NEW

Marca: Occhio

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Ipac 2 con robot dispensador integrado Ipac 2 con robot dispensador automático Como se solicita en aplicaciones biofarmacéuticas, el IPAC 2 también puede funcionar con un robot dispensador integrado, el objetivo es automatizar todo el procedimiento de análisis para más muestras. La dosificación se puede realizar sobre muestras contenidas en un soporte de placa estándar o soporte especial al cliente. El robot dispensador permite: Dispensación automática Homogeneización de muestras Limpieza entre cada ejecución Recogida y almacenamiento de datos de cada ejecución Soporte de placa personalizable Sus ventajas Reducción de tiempo y coste de trabajo Eliminación de posibles errores del operador Automatización de todo el procedimiento (muestreo, análisis, limpieza...) ¿Quiere recibir más información? ¡Contáctanos! ¡Contáctanos!

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)