

Rotor oscilante para centrifuga Tubo de recolección de sangre de 72 x 2/3/4/5/7 ml

Código: B2-01-010383-R03

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Accesorio compatible con B2-01-010383.

Código Cotecno: B2-01-010383-R03.

Revise las especificaciones técnicas para capacidad, velocidad maxima, FCR y adaptadores compatibles.

Especificaciones técnicas

Especificación	-R03
Velocidad máx.	6000 rpm
Exactitud de velocidad	±10 rpm
RCF máx.	5290×g
Volumen máx.	4×500 ml
Rango de temporización	1 s~99 h 59 min/Continuo/Intervalo corto
Rango de temp.	-20°C~+40°C
Exactitud de temp.	±1°C
Ruido	≤65 dB
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones externas (L×A×Al)	785×670×445 mm
Dimensiones del embalaje (L×A×Al)	815×915×850 mm
Peso neto	105 kg
Peso bruto	170 kg (220 V), 180 kg (110 V)
N.º	Tipo de rotores
5M00024	Rotor oscilante
5M00025	48×5/7 ml tubo de recolección de sangre
5M00026	72×2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre
5M00027	96×2/3/4/5/7 ml tubo de recolección de sangre
5M00029	16×10/15 ml
5M00030	24×10/15 ml
5M00031	32×10/15 ml
5M00056	36×10 ml
5M00032	4×50 ml
5M00033	8×50 ml
5M00034	4×100 ml
5M00036	8×100 ml

Especificación	-R03
5M00037	4x250 ml (▲)
5M00038	4x250 ml (fondo plano)
5M00053	4x250 ml (bioseguridad)
5M00058	4x300 ml
5M00039	4x500 ml (fondo plano)
5M00054	4x500 ml (bioseguridad)
5M00046	Rotor oscilante con desenroscado automático
5M00045	Rotor oscilante para microplacas
5M00060	Rotor oscilante PRP
5M00061	4x20 ml jeringa convencional
5M00035	4x50 ml jeringa convencional
5M00072	Rotor de ángulo fijo
5M00073	12x15 ml
5M00074	8x15/20 ml
5M00075	24x10 ml
5M00076	18x10 ml
5M00077	12x10 ml
5M00083	12x10/15 ml
5M00069	24x10/15 ml
5M00084	6x50 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)