

Rotor oscilante para centrifuga 4 x 50 ml

Código: B2-01-010383-R09

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Accesorio compatible con B2-01-010383.

Código Cotecno: B2-01-010383-R09.

Revise las especificaciones técnicas para capacidad, velocidad máxima, FCR y adaptadores compatibles.

Especificaciones técnicas

Especificación	-R09
Velocidad máx.	6000rpm
Exactitud de velocidad	±10rpm
Fuerza centrífuga máx.	5290×g
Volumen máx.	4*500ml
Rango de temporización	1s~99h59min/Continuo/Intervalo corto
Rango de temperatura	-20°C~+40°C
Exactitud de temperatura	±1°C
Ruido	≤65dB
Alimentación eléctrica	Estándar: AC220V, 50/60Hz Opcional: AC110V, 50/60Hz
Dimensiones externas (L*A*H)	785*670*445mm
Dimensiones del embalaje (L*A*H)	815*915*850mm
Peso neto	105kg
Peso bruto	170kg(220V), 180kg(110V)
N.º	Tipo de rotores
5M00024	Rotor oscilante
5M00025	48*5/7ml tubo recolector de sangre
5M00026	72*2/3/4/5/7ml tubo recolector de sangre
5M00027	96*2/3/4/5/7ml tubo recolector de sangre
5M00029	16*10/15ml
5M00030	24*10/15ml
5M00031	32*10/15ml
5M00056	36*10ml
5M00032	4*50ml
5M00033	8*50ml
5M00034	4*100ml
5M00036	8*100ml
5M00037	4*250ml(▲)
5M00038	4*250ml(fondo plano)

Especificación	-R09
5M00053	4*250ml(bioseguridad)
5M00058	4*300ml
5M00039	4*500ml(fondo plano)
5M00054	4*500ml(bioseguridad)
5M00046	Rotor oscilante con desencapado automático
5M00045	Rotor oscilante para microplacas
5M00060	Rotor oscilante PRP
5M00061	4*20ml jeringa convencional
5M00035	4*50ml jeringa convencional
5M00072	Rotor angular
5M00073	12*15ml
5M00074	8*15/20ml
5M00075	24*10ml
5M00076	18*10ml
5M00077	12*10ml
5M00083	12*10/15ml
5M00069	24*10/15ml
5M00084	6*50ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)