

Rotor oscilante para centrifuga 4 x 250 ml (bioseguridad)

Código: B2-01-010383-R15

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Accesorio compatible con B2-01-010383.

Código Cotecno: B2-01-010383-R15.

Revise las especificaciones técnicas para capacidad, velocidad maxima, FCR y adaptadores compatibles.

Especificaciones técnicas

Especificación	-R15
Velocidad máx.	6000 rpm
Exactitud de velocidad	±10 rpm
RCF máx.	5290×g
Volumen máx.	4*500 ml
Rango de temporización	1 s~99 h 59 min/Continuo/Corto
Rango de temp.	-20°C~+40°C
Exactitud de temp.	±1°C
Ruido	≤65 dB
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz
Dimensiones exteriores (LxAxH)	785*670*445 mm
Dimensiones del embalaje (LxAxH)	815*915*850 mm
Peso neto	105 kg
Peso bruto	170 kg (220 V), 180 kg (110 V)
N.º	Tipo de rotores
5M00024	Rotor oscilante
5M00025	48×tubos de recolección de sangre de 5/7 ml
5M00026	72×tubos de recolección de sangre de 2/3/4/5/7 ml
5M00027	96×tubos de recolección de sangre de 2/3/4/5/7 ml
5M00029	16×10/15 ml
5M00030	24×10/15 ml
5M00031	32×10/15 ml
5M00056	36×10 ml
5M00032	4×50 ml
5M00033	8×50 ml
5M00034	4×100 ml
5M00036	8×100 ml

Especificación	-R15
5M00037	4x250 ml (▲)
5M00038	4x250 ml (fondo plano)
5M00053	4x250 ml (bioseguridad)
5M00058	4x300 ml
5M00039	4x500 ml (fondo plano)
5M00054	4x500 ml (bioseguridad)
5M00046	Rotor oscilante con descapotado automático
5M00045	Rotor oscilante para microplacas
5M00060	Rotor oscilante PRP
5M00061	4xjeringas convencionales de 20 ml
5M00035	4xjeringas convencionales de 50 ml
5M00072	Rotor angular
5M00073	12x15 ml
5M00074	8x15/20 ml
5M00075	24x10 ml
5M00076	18x10 ml
5M00077	12x10 ml
5M00083	12x10/15 ml
5M00069	24x10/15 ml
5M00084	6x50 ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)