

## PRP Rotor oscilante para centrifuga 4 jeringas convencionales de 10 ml

**Código:** B2-01-010383-R21

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

PRP Swing Rotor

## Especificaciones técnicas

| Especificación         | -R21                        |
|------------------------|-----------------------------|
| Tipo de rotor          | Rotor oscilante PRP         |
| Capacidad              | 4*10ml jeringa convencional |
| Velocidad máxima (rpm) | 4300                        |
| FCR máxima (×g)        | 3401                        |
| Adaptadores            | —                           |

## Aplicaciones

### 1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotors Type:** PRP Swing Rotor
- **Volume:** 4\*10ml conventional syringe

### 2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4300
- **Max. RCF(×g):** 3401

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)