

PRP Rotor oscilante para centrifuga 4 jeringas convencionales de 20 ml

Código: B2-01-010383-R22

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

PRP Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R22
Tipo de rotor	Rotor oscilante PRP
Capacidad	4*20ml jeringa convencional
Velocidad máxima (rpm)	4300
FCR máxima (×g)	3649
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotors Type:** PRP Swing Rotor
- **Volume:** 4*20ml conventional syringe

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4300
- **Max. RCF(×g):** 3649

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)