



## Soporte para electrodos con brazo giratorio

**Código:** B-01-29-0146

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Soporte para electrodos con brazo giratorio

**Capacidad:** Sostiene hasta cuatro electrodos de tamaño estándar y una sonda ATC.

**Base Pesada:** La base con contrapeso permite girar el soporte 360 grados para una mayor flexibilidad.

**Movimiento del Brazo:** El brazo permite mover los electrodos de lado a lado o de arriba hacia abajo, manteniendo los electrodos en un ángulo vertical constante.

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)