



Termostato de inmersión Thermovisc 200 20 L

Código: B200B20SE

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Thermovisc 200 es un termostato de inmersión con control digital y temperatura ajustable desde ambiente +5 C hasta 200 C. Con refrigeración externa opera desde -20 C hasta 200 C. Incorpora pantalla TFT y salidas RS-232, USB y Ethernet.

Especificaciones técnicas

Modelo	B200B20SE
Volumen	20 L
Temperatura	Ambiente +5 C a 200 C

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)