



Viscosimetro rotacional Serie Smart

Código: Smart Series

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Smart Series es un viscosimetro rotacional rapido, preciso y tecnologicamente avanzado. Incorpora teclado capacitivo, pantalla grafica para acceso agil a menus y resultados, y conexion USB para mantener los datos registrados. Es una alternativa orientada a laboratorios de control de calidad e investigacion y desarrollo que requieren mediciones confiables con una interfaz moderna.

Especificaciones técnicas

Código Fungilab	Smart Series
Familia	Dynamic Viscosity

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)