

## Viscosimetro rotacional Serie V

**Código:** V-Series

**Marca:** Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

## Detalle

V-Series es una línea de instrumentos Fungilab orientada a mediciones de viscosidad con tecnología progresiva y conectividad inalámbrica. Sus equipos se integran con una aplicación intuitiva para mejorar seguridad, accesibilidad y capacidades de ensayo. Esta serie apunta a usuarios que requieren una experiencia de trabajo avanzada y mayor flexibilidad operativa.

## Especificaciones técnicas

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Código Fungilab</b> | V-Series          |
| <b>Familia</b>         | Dynamic Viscosity |

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)