



Adaptador para pequenas muestras APM

Código: Small Sample Adapter (APM)

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El adaptador para pequenas muestras APM, y la version APM/B sin camisa de flujo, permiten realizar mediciones precisas de viscosidad con volúmenes reducidos. El accesorio utiliza una cámara cilíndrica de muestra y husillos específicos. Su geometría cilíndrica permite mediciones de viscosidad, velocidad de corte y esfuerzo de corte con alta precisión. La cámara de muestra es de acero inoxidable, desmontable y fácil de limpiar. La camisa de flujo permite termostatar la muestra entre -10 y +100 °C, con opción especial bajo solicitud para temperaturas superiores a 200 °C. El volumen de muestra va de 8 a 13 ml según el husillo utilizado.

Especificaciones técnicas

Código Fungilab	Small Sample Adapter (APM)
Familia	Dynamic Viscosity Accessories

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)