



Unidad Heldal para medición de productos no fluidos

Código: HELDAL Unit

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

La unidad HELDAL permite medir materiales que no fluyen fácilmente y que no pueden evaluarse adecuadamente con métodos y husillos estándar. El cabezal del viscosímetro se desplaza suavemente hacia arriba y hacia abajo entre límites preestablecidos, permitiendo que el husillo de aguja mida consistencia o viscosidad aparente en diferentes puntos de la muestra. La fuente indica patrón de flujo helicoidal, rangos de viscosidad o consistencia hasta 800×10^6 cP, temperatura hasta 300 °C y muestras desde 100 ml.

Especificaciones técnicas

Código Fungilab	HELDAL Unit
Familia	Dynamic Viscosity Accessories

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)