



Patrones certificados de viscosidad Fungilab

Código: Standard oils

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Fungilab ofrece patrones certificados de viscosidad para calibración y verificación de viscosímetros capilares de vidrio, viscosímetros automáticos, viscosímetros rotacionales, copas de flujo y otros equipos de medición de viscosidad. Los patrones están trazados al estándar primario de agua pura con viscosidad cinemática de 1,0034 mm²/s a 20 °C. La certificación se realiza conforme a acreditaciones ISO 17025 e ISO 17034. La fuente distingue patrones de uso general, patrones para copas de flujo y patrones de silicona para viscosímetros rotacionales.

Especificaciones técnicas

Código Fungilab	Standard oils
Familia	Dynamic Viscosity Standards

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)