



Viscosimetro capilar Cannon-Fenske Opaque

Código: Cannon-Fenske Opaque

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Los viscosímetros Cannon-Fenske Opaque de flujo inverso se utilizan para líquidos newtonianos oscuros, especialmente cuando el color del líquido impide observarlo correctamente en un viscosímetro Cannon-Fenske routine. También se usan para estudiar esfuerzo de corte y velocidad de corte. Cumplen normas ASTM D445/D446, ASTM D2515, ISO 3104/3105 y UNE 400313. La fuente indica volumen aproximado de muestra de 12 ml, precisión de $\pm 0,3\%$ y valor indicado a 40 °C y 100 °C en ambos bulbos.

Especificaciones técnicas

Código Fungilab	Cannon-Fenske Opaque
Familia	Kinematic Viscosity

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)