



Viscosimetro capilar Cannon-Fenske Routine

Código: Cannon-Fenske Routine

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Los viscosímetros Cannon-Fenske Routine permiten medir de forma rápida y simple la viscosidad de líquidos newtonianos transparentes. Cumplen normas ASTM D445/D446, ASTM D2515, ISO 3104/3105 y UNE 400313. La fuente indica volumen aproximado de muestra de 7 ml, precisión de $\pm 0,2\%$ y valor constante indicado a $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Se suministran con certificado de calibración trazable a estándares internacionales reconocidos.

Especificaciones técnicas

Código Fungilab	Cannon-Fenske Routine
Familia	Kinematic Viscosity

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)