




Viscosimetro capilar Ubbelohde ASTM y DIN

Código: Ubbelohde ASTM & DIN

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Los viscosímetros capilares de vidrio Ubbelohde Fungilab permiten medir viscosidad mediante metodos ASTM y DIN. Se utilizan para determinar viscosidad cinematica en liquidos newtonianos transparentes. La version ASTM cumple ASTM D445/D446, ASTM D2515, ISO 3104/3105 y UNE 400313. La version DIN cumple DIN 51562 parte 1, ISO 3105 y UNE 400313. La fuente indica volumen aproximado de muestra de 15 ml y suministro con certificado de calibracion trazable.

Especificaciones técnicas

Código Fungilab	Ubbelohde ASTM & DIN
Familia	Kinematic Viscosity

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)