



Copa de flujo para viscosidad cinematica

Código: Flow Cup

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Las copas de flujo entregan datos de viscosidad cinematica. La viscosidad se expresa normalmente como tiempo de flujo en segundos cuando el fluido atraviesa un orificio a temperatura especifica. Mediante ecuaciones de conversion, la viscosidad se calcula desde el tiempo de flujo a centistokes. Las copas se suministran con certificado de calibracion. La fuente indica normas ISO 2431 y ASTM D1200, rangos desde 5 cSt, cuerpo de aluminio anodizado con orificio de acero inoxidable y uso habitual en pinturas, tintas, barnices y productos similares.

Especificaciones técnicas

Código Fungilab	Flow Cup
Familia	Kinematic Viscosity

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)