




Accesorio para analisis de textura filme tensile celda de ensayo (tx-ftf)

Código: FILME TENSILE FIXTURE (TX-FTF)

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Celda de traccion de pelicula Lamy Rheology.

Celda para trabajar con el modo de traccion del TX-700; se usa para determinar fuerza de traccion en peliculas o muestras compatibles.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)