



Accesorio para analisis de textura bench resistance eggshells (tx-16b3)

Código: BENCH RESISTANCE EGGSHELLS (TX-16B3)

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Banco para resistencia de cascaras de huevo Lamy Rheology.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)