




Accesorio para analisis de textura film compression celda de ensayo (tx-fcf)

Código: FILM COMPRESSION FIXTURE (TX-FCF)

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Celda de compresion de pelicula Lamy Rheology.

Accesorio para medir la resistencia de peliculas mediante ensayo de perforacion; aplicable a distintos tipos de film.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)