




Accesorio para analisis de textura KIEFFER DOUGH EXTENSIBILITY FI-48DC

Código: KIEFFER DOUGH EXTENSIBILITY FI-48DC

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Celda de extensibilidad de masa Kieffer Lamy Rheology.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1




Imagen de galería 2




Imagen de galería 3




Imagen de galería 4




Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)