



Accesorio para analisis de textura lipstick cantilever celda de ensayo (t-5274

Código: LIPSTICK CANTILEVER FIXTURE (T-5274

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Celda en voladizo para labiales Lamy Rheology.

Banco de ensayo para evaluar la resistencia a la rotura de labiales.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)