



Accesorio para analisis de textura syringe actuator celda de ensayo (tx-saf)

Código: SYRINGE ACTUATOR FIXTURE (TX-SAF)

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Banco con actuador de jeringa Lamy Rheology.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)