




Accesorio para análisis de textura wire shear celda de ensayo (tx-wsf)

Código: WIRE SHEAR FIXTURE (TX-WSF)

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Celda de corte por alambre Lamy Rheology.

Celda de corte por alambre para medir la consistencia de productos con forma de bloque, como mantequilla, margarina o queso; también puede cortar productos blandos como foie gras.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)