



Accesorio Lamy Rheology AXIS L-R

Código: AXIS L-R

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion Axis L-R Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 111008

Especificaciones técnicas

Referencia
111008

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)