



Accesorio Lamy Rheology B RING

Código: B RING

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medición B Ring Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reología en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos técnicos principales

- Referencia: 112611

Especificaciones técnicas

Referencia
112611

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)