



Accesorio Lamy Rheology C TUBE WITH INSERT

Código: C TUBE WITH INSERT

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion C Tube with insert Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 116001

Especificaciones técnicas

Referencia	116001
------------	--------

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)