



Accesorio Lamy Rheology D INSERT

Código: D INSERT

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion D Insert Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 150500

Especificaciones técnicas

Referencia
150500

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)