



Accesorio Lamy Rheology DIN 3 S TUBE

Código: DIN 3 S TUBE

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion DIN 3 S Tube Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 112944

Especificaciones técnicas

Referencia	112944
------------	--------

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)