



Accesorio Lamy Rheology L-1 SPINDLE

Código: L-1 SPINDLE

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion L-1 Husillo Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 111010

Especificaciones técnicas

Referencia	111010
------------	--------

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)