



Accesorio Lamy Rheology MB-2 CUP

Código: MB-2 CUP

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion MB-2 Cup Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 114311

Especificaciones técnicas

Referencia	114311
Siguiente paso: ver producto en Cotecno solicitar cotización	