



Accesorio Lamy Rheology MB-B ALU CUP

Código: MB-B ALU CUP

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion MB-B Alu Cup Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 114318

Especificaciones técnicas

Referencia	114318
------------	--------

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)