



Accesorio Lamy Rheology MB-C ALU CUP

Código: MB-C ALU CUP

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion MB-C Alu Cup Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 114306

Especificaciones técnicas

Referencia
114306

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)