



Accesorio Lamy Rheology mk - din 1

Código: MK - DIN 1

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion MK - DIN 1 Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 112820
- Dimension: Ø30
- Plage de viscosités: 3 - 1 000 000 mPa.s

Especificaciones técnicas

Referencia	112820
Dimension	Ø30
Plage de viscosités	3 - 1 000 000 mPa.s

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)