



Accesorio Lamy Rheology mk - din 9

Código: MK - DIN 9

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion MK - DIN 9 Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 111875

Especificaciones técnicas

Referencia
111875

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)