



Accesorio Lamy Rheology MOONEY CAP

Código: MOONEY CAP

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion Mooney Cap Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 112874

Especificaciones técnicas

Referencia	112874
Siguiente paso: ver producto en Cotecno solicitar cotización	