



Accesorio Lamy Rheology MS ASTM STAND

Código: MS ASTM STAND

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion MS ASTM Stand Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 000590

Especificaciones técnicas

Referencia	000590
------------	--------

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)