



Accesorio Lamy Rheology MS-LV RESORTE-3

Código: MS-LV SPRING-3

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion MS-LV resorte-3 Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: LV0003

Especificaciones técnicas

Referencia	LV0003
------------	--------

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)