



Accesorio Lamy Rheology MS TI TUBE

Código: MS TI TUBE

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion MS TI Tube Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 118001

Especificaciones técnicas

Referencia
118001

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)