



Accesorio Lamy Rheology n°3 cap

Código: N°3 CAP
Marca: Lamy Rheology
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion n°3 Cap Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: 112878

Especificaciones técnicas

Referencia	112878
------------	--------

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)