



Accesorio Lamy Rheology ULA RESORTE CHAMBER

Código: ULA SPRING CHAMBER

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de medicion ULA resorte CHAMBER Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Referencia: SP0101

Especificaciones técnicas

Referencia
SP0101

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)