

Equipo Lamy Rheology CARRYING CASE

Código: CARRYING CASE

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Maletín de transporte Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reología en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Tipo de instrumento: Accesorio para viscosímetro
- Numero de parte: 200048 o sin espuma 220000

Especificaciones técnicas

Tipo de instrumento	Accesorio para viscosímetro
Numero de parte	200048 o sin espuma 220000

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)