

Equipo Lamy Rheology ZEBRA ZD220 PRINTER

Código: ZEBRA ZD220 PRINTER

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

ZEBRA ZD220 Impresora Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reología en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Tipo de instrumento: Accesorio para viscosimetro
- Numero de parte: 500220
- Incluye: 300 etiquetas 102×150 (Numero de parte: 500221)

Incluye

- 300 etiquetas 102×150 (Numero de parte: 500221)

Especificaciones técnicas

Tipo de instrumento	Accesorio para viscosimetro
Numero de parte	500220
Incluye	300 etiquetas 102×150 (Numero de parte: 500221)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)