

Equipo Lamy Rheology RACK STAND

Código: RACK STAND

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Soporte rack Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reología en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Tipo de instrumento: Accesorio para viscosimetro
- Numero de parte: SP009000

Especificaciones técnicas

Tipo de instrumento	Accesorio para viscosimetro
Numero de parte	SP009000

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)