

Equipo Lamy Rheology SMALL VOLUME PAQUETE SVP65

Código: SMALL VOLUME PACKAGE SVP65

Marca: Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Paquete de bajo volumen SVP65 Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reología en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Tipo de instrumento: Accesorio para viscosimetro
- Temperatura: -20 °C a +65 °C
- Accesorios compatibles: 1 camisa termostatica CT-LC. 1 MK-SV seleccion de husillo 1 MB-SV seleccion de vaso de medicion 1 Herramienta de centrado ST-R 2 Tubo de silicona
- Sistemas de medicion compatibles: MS DIN , MS R , MS VANES , MS ULV , MS SV
- Dimensiones y peso: CT-LC (Ref. 600800) D70 x W70 x H160 mm Peso 1,5Kg
- Numero de parte: 600900

Especificaciones técnicas

Tipo de instrumento	Accesorio para viscosimetro
Temperatura	-20 °C a +65 °C
Accesorios compatibles	1 camisa termostatica CT-LC. 1 MK-SV seleccion de husillo 1 MB-SV seleccion de vaso de medicion 1 Herramienta de centrado ST-R 2 Tubo de silicona
Sistemas de medicion compatibles	MS DIN , MS R , MS VANES , MS ULV , MS SV
Dimensiones y peso	CT-LC (Ref. 600800) D70 x W70 x H160 mm Peso 1,5Kg
Numero de parte	600900

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)