

## Equipo Lamy Rheology STANDARD STAND

**Código:** STANDARD STAND

**Marca:** Lamy Rheology

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

## Detalle

Soporte estandar Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

## Datos tecnicos principales

- Tipo de instrumento: Accesorio para viscosimetro
- Numero de parte: 212950

## Especificaciones técnicas

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipo de instrumento</b> | Accesorio para viscosimetro |
| <b>Numero de parte</b>     | 212950                      |

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)