



Termometro portatil Kimo TM 210

Código: TM210

Marca: Kimo Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Termometro portatil Kimo TM 210 para medicion de temperatura.

Equipo compatible con aplicaciones de control, diagnostico y mantenimiento.

Especificaciones técnicas

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)